治験で精度管理等が求められている機器一覧(2025年10月20日時点)

管理者	機器名	設置場所	外部定期点検(最低1年に1回)	院内定期点検(最低1年に1回)	日常点検
日生日	臨床検査値 各機器	中央検査室など	0	がいた 対点 快(放送・十二日)	O
検査科	開発		(日本臨床衛生検査技師会) SRLとBML:日本適合性認定協会の認証書	-	0
	(SRL、BML、LSI) 遠心分離機	外注先	(HPより取得可能)	-	-
	(KUBOTA MODEL 5911) 治験用2台	中央検査室	0	-	0
	心電計 (FCP-9800) 治験用3台 超音波画像診断装置: 心エコー	生理検査室	0	-	0
	(PHILIPS_EPIQ 7、PHILIPS_EPIQ Elite、 GE_Vivid E95) 治験用3台	生理検査室	0	-	0
	トレッドミル 2台 トレッドミル用心電計 2台	生理検査室 生理検査室	※治験で必要時のみ ※治験で必要時のみ	-	<u> </u>
	呼吸機能検査システム (FUDAC-77N) 1台	生理検査室	※治験で必要時のみ	-	0
	左心士	心カテ室(生理検査室担当)	×	-	0
	血液ガス測定機器 (ABL90 FLEX ラジオメーター株式会社)	心カテ室(生理検査室担当)	×	O (3ヵ月に1回キャリブレーション実施)	0
	-20°C検体用冷凍庫本体	中央検査室	×	O (年に1回)	〇 (毎営業日、1日1回温度逸脱の有無確認)
	-20℃検体用冷凍庫用温度ロガー	中央検査室	0	-	-
	(デルタトラック) MRI	MRI室	0	_	0
	(Achieva 3.0T、Ingenia1.5T) 2台 MRI造影剤注入装置	WI U.E.	- U		
	MRIJ直影列圧入装置 (Achieva 3.0T用:ソニックショットGX、 Ingenia1.5T用:ソニックショット 7) 2台	MRI室	〇 ※1年半に1回	-	-
	MRI室のパルスオキシメーター、自動血圧計	MRI室	×	-	0
放射線科	CT (Aquillion ONE TSX-301C/6A、Aquillion ONE TSX-306A/4I、Aquillion PRIME TSX-303A/A- J) 3台	CT室	0	-	0
	X線(胸写)	X線室	0	-	0
	DXA: 骨密度測定装置(HORIZON W:1台)	X線室 X線室	×	-	0
	マンモグラフィ	X線室	0	-	0
	骨シンチグラフィ SPECT装置 (NM 830 38 BJ 1台/XELERIS4 DR WROKSTATION:NM830用アプリ)	RI室	0	-	-
	透視診断装置 (DREX-ZX80/P6、MFX-8000A)2台	透視室	0	-	0
外来·病棟	全自動血圧計 (オムロン社 健太郎 HBP-9030)	内科外来(右の待合室)	0	-	※治験で必要時のみ(使用日)
	上記以外の血圧計	外来•病棟	×	※治験で必要時のみ(年に1回)	※治験で必要時のみ(使用日)
	体重計	外来•病棟	〇 ※2年に1回	-	※治験で必要時のみ(使用日)
	身長計	外来•病棟	×	※治験で必要時のみ(年に1回)	※治験で必要時のみ(使用日)
	パルスオキシメーター	外来•病棟	×	O (年に4回)	0
	クラッシュカート(救急カート)	外来·病棟	×	(平154回)	0
	耳鼻科用内視鏡	耳鼻科外来	×	-	0
	経腟超音波機器	産婦人科外来	×	※治験で必要時のみ(年に1回)	 ※治験で必要時のみ(使用日)
	眼科検査機器	眼科外来	×		<u> </u>
ME	消化管内視鏡(オリンパスX1、オリンパスCV-	内視鏡室	×	-	0
	AED	各外来、各病棟など	×	O (年に2回)	0
治験支援センター		治験支援センター	× ※保証期間内の1年で買い替え	(年1~2回)	※治験で必要時のみ(使用日)
治験支援センター	治験薬用冷蔵庫本体(製剤室奥)	薬剤部	×	O (年に1回)	〇 (毎営業日、1日1回温度逸脱の有無確認)
	治験薬用冷蔵庫本体(調剤室)	薬剤部	×	O (年に1回)	〇 (毎営業日、1日1回温度逸脱の有無確認)
	【室温・冷所】治験薬用 温度ロガー 6台 (SATO)	薬剤部	0	-	-
	- 【室温・冷所】治験薬用 最高/最低温度表示 バックアップ用温度計 (ドリテック)	薬剤部	× ※保証期間内の1年で買い替え	毎月1回月初めに電池残量・動作の確認	-
	治験薬用恒温槽本体	治験管理室	X X	-	〇 (毎営業日、1日1回温度逸脱の有無確認)
	【常温】治験薬用 温度ロガー 2台	治験管理室	0	-	、サロネロ、ローロ値及匹加以行無唯能)
	(デルタトラック)			0	0
	-80℃検体用冷凍庫本体 -80℃検体用冷凍庫用温度ロガー	治験管理室	×	(年に1回)	(毎営業日、1日1回温度逸脱の有無確認)
	-60 (使体用が深厚用温度ロガー (デルタトラック)	治験管理室	0	-	-